

Rapporto di Prova Preliminare* / Preliminary* Test Report

Rapporto N° / Report N°: **1181/20-01****PASINI PIER MAURIZIO SRL**

Via Flavio Torti, n. 5

15053 CASTELNUOVO SCRIVIA (AL) ITALY

Descrizione / Description: TNT

Aspetto / Appearance: tessuto non tessuto / non-woven fabric

Lotto / Batch: n.p.

Codice Interno / Internal Code: 1181/20 Prelevato da / Sampled by: cliente

Data Prelievo / Date of sampling : n.p. Data di arrivo / Date of sample arrival: 26/03/2020

Data inizio prova / Analysis starting date: 30/03/2020 Data conclusione / Ending date: 31/03/2020

Parametri Parameters	Metodo Method	Unità di Misura Measurement Unit	Risultati Results	Limiti ⁽¹⁾ Limits ⁽¹⁾
BFE (Efficienza di Filtrazione Batterica/ Bacterial Filtration Efficacy)	EN 14683:2019 Modificata** /modified**	%	> 98,0	≥ 98 ≥ 95

⁽¹⁾EN 14683:2019

≥ 98 % per mascherine tipo II; ≥ 95 % per mascherine di tipo I / ≥ 98 for type II masks, ≥ 95 for type I masks

*Seguirà rapporto di prova completo/A detailed report will follow

**La modifica consiste nell'impiego di un impattatore a singolo stadio invece che un impattatore a 6 stadi/ the modification consists in a single stage impactor use instead of a 6 stages impactor

Verbania, 31/03/2020

Il Responsabile di Laboratorio

The Laboratory Responsible

Elena Bocchietto

Documento con firma digitale

I risultati analitici si intendono riferiti esclusivamente al campione analizzato presso questo laboratorio.
Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta da parte del laboratorio.
The analytical results refer exclusively to the sample analyzed in this laboratory.
This document may not be partially reproduced without the written approval by the laboratory.

Sede legale
e laboratoriVia Quarantadue Martiri 213/B 28924
Verbania (VB), ItaliaTel. +39 0323 586239
Fax +39 0323 496877
info@abich.itCF/VAT/Reg. Imp.
VCO: 01864020035
R.E.A: 189901
Cap. Soc. € 116.000 i.v.Centro Studi Clinici
e CosmetologiciVia Della Burrone 51, 20090
Vimodrone (MI), Italiawww.abich.it